

Trocken oder feucht < 15 min
Sofortige Lagerung in Zahnrettungsbox

Trocken 15-60 min
Feuchte Lagerung in Milch, NaCl, Speichel für mehrere Std.
Kurzzeitige Lagerung in Wasser

Trocken > 60 min
Lagerung in Wasser für mehrere Std.

Parodontale Heilung wahrscheinlich

Parodontale Heilung möglich

Parodontale Heilung unmöglich

30 min in Zahnrettungsbox mit ResoStop-Kapsel

Abgeschlossenes Wurzelwachstum?

Nein

Ja

Abgeschlossenes Wurzelwachstum?

Nein

Ja

WKB extraoral

Replantation und Schienung für 1-2 Wochen

Revaskularisation
abwarten

Trep nach 7 bis 10 Tagen,
med. Einlage für 7 Tage,
WKF

Abgeschlossenes
Wurzelwachstum?

Ja

Nein

Trep nach 7-10 Tagen (aufgrund
zu erwartender Ankylose nur
temporäre Lösung)

Entfernung der Wurzelhaut mit Phosphorsäure

20 min Natriumfluorid (2%)

Replantation und Schienung für 4 Wochen

Wenn keine extraorale WKB:
Trep nach 7 bis 10 Tagen,
med. Einlage für 7 Tage, WKF